

Znf148 ウサギ Pab - Q9Uqr1

商品番号: CM0026212

前書き

ZNF148 ウサギ

pAbは、組換えZNF148タンパク質に対して作製されたポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF148 ウサギ pAb
備考／別名	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7707
GeneID	7707
免疫原	ヒトZNF148 (NP_068799.2) のアミノ酸690-794に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQR1
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ