

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用Znf24ウサギPolymab®モノクローナル抗体 - P17028

商品番号: CM0009200



前書き

ヒトZNF24（KOX17、ZNF191、ZSCAN3、RSG-A）に対するウサギ組換えモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。約42 kDa。転写因子および髄鞘形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF24ウサギPolymAb®
備考／別名	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7572
遺伝子ID	7572
免疫原	ヒトZNF24（NP_110378.3）のアミノ酸160～242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17028
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ