

Znf384 ウサギ Pab（Wb、Ihc-P、Elisa 用） - Q8Tf68

商品番号: CM0023879

前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、ELISA用に検証済みのIVDグレードZNF384ウサギポリクローナル抗体を提供します。核局在転写因子、63kDa、UniProt Q8TF68。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF384 ウサギ pAb
備考/別名	NP; CIZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
種	ヒト
GeneID (ヒト)	171017
GeneID	171017
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TF68
タンパク質分子量	63kDa
輸送	氷袋