

Znf444 ウサギ Pab - Q8N0Y2

商品番号: CM0023988

前書き

ZNF444 ウサギ pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAを介して、ヒト、マウス、およびラットのサンプル中のZNF444 (EZF2)を検出します。SCARF1プロモーターに結合する転写調節因子であり、観察された分子量は35 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF444 ウサギ pAb
備考/別名	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
種	ヒト
遺伝子ID	55311
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N0Y2
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ