

Znf502 ウサギ Pab - Q8Tbz5

商品番号: CM0014996

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用ZNF502ウサギポリクローナル抗体。ZNF502は転写調節に関与する可能性のある亜鉛フィンガー蛋白質です。ヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF502 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF502
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91392
GeneID	91392
免疫原	ヒトZNF502（NP_149987.2）のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TBZ5
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ