

Znf544 ウサギ Pab - Q6Nx49

商品番号: CM0029223

前書き

ZNF544 ウサギ
pAbはWBおよびELISAに対応し、ヒトおよびマウスのZNF544を検出します。この82 kDaのポリクローナル抗体はN末端領域を標的としており、転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF544 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF544
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27300
遺伝子ID	27300
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6NX49
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷剤