


Zo-1 ウサギ Pab（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q07157

商品番号: CM0016711



前書き

ヒト ZO-1 (TJP1)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。タイトジャンクションおよび上皮バリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZO-1 ウサギ pAb
備考/別名	ZO-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7082
GeneID	7082
免疫原	ヒト TJP1 (NP_003248.3) のアミノ酸 18-273 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07157
タンパク質分子量	195kDa
発送	保冷バッグ