

WbおよびElisa用Zpr1ウサギポリクローナル抗体 - O75312

商品番号: CM0014849

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのZPR1ウサギポリクローナル抗体。細胞周期の進行およびSMN1の局在に關与する亜鉛フィンガータンパク質、ヒトZPR1を検出します。神経科学および細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZPR1ウサギpAb
備考／別名	GKAF; ZNF259; ZPR1
種	ヒト
遺伝子ID	8882
免疫原	ヒトZPR1（NP_003895.1）のアミノ酸110～459に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75312
タンパク質分子量	51 kDa
配送	保冷バッグ