

WbおよびElisa用Zscan4ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nam6

商品番号: CM0018391

前書き

ヒトZSCAN4 (ZNF494)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質（aa 1-227）を用いて作成されました。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、幹細胞の多能性およびテロメア動態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZSCAN4 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF494; ZSCAN4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	201516
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZSCAN4 (NP_689890.1) のアミノ酸1-227に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NAM6
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋