

## Zscan4C ウサギポリクローナル抗体 - 245109

商品番号: CM0014281

### 前書き

#### ZSCAN4C Rabbit

pAbはマウスZSCAN4を標的とするポリクローナル抗体で、マウスに対して反応性を示します。WBおよびELISAに最適で、57kDaのバンドを検出します。多能性や初期胚発生の研究を支援する、幹細胞・発生生物学研究のための主要なツールです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | ZSCAN4C ウサギpAb                                         |
| 備考/別名       | Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C                     |
| 種           | マウス                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト)  | 201516                                                 |
| 遺伝子ID (マウス) | 245109                                                 |
| 免疫原         | マウスZSCAN4 (NP_001013787.1) のアミノ酸400〜506番の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途          | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性       | マウス                                                    |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                                  |
| 発送方法        | 保冷剤                                                    |